

SOMNETICS TRANSCEND STARTER

CPAP – Dispositivo per la terapia del sonno



CPAP Transcend sistema Sleep Apnea "Starter".

La **CPAP TRANSCEND STARTER** è prodotta dall'americana Somnetics ed è pensata per chi viaggia spesso: le sue dimensioni ed il suo peso la rendono la più piccola CPAP del mondo.

La **TRANSCEND STARTER** è una CPAP base con impostazione di pressione fissa: dopo alcuni minuti dall'utilizzo il dispositivo raggiunge gradualmente la pressione di esercizio garantendo l'apertura delle vie aeree.

Il dispositivo si regola automaticamente in base all'altitudine ed ha un sistema di registrazione dei dati per 13 mesi. La **CPAP TRANSCEND STARTER** viene fornita senza umidificatore, che può essere acquistato a parte.

Prima della spedizione il dispositivo viene impostato secondo i dati di prescrizione del paziente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Auto-titolazione	-	Settaggi > 8h, 6h, 4h	•
Pressione fissa	•	Ore ventilazione continuativa	•
Dimensioni 15,5 x 8,9 x 7,1 cm	•	Accumulo dati per 13 giorni/mese	•
Peso 426 g	•	Intervallo memoria selezionabile	•
Livello di rumorosità	29,0 dB	Dati di sintesi / Dati dettagliati	•
Pressione operativa (4-20cmH20)	•	Indicazione media apnea	-
Rilascio di pressione (set 1, 2, 3)	-	Indicazione flusso respiratorio (%)	-
Rampa regolabile	•	Collegamento via USB	•
Assetto automatico altitudine	•	Invio dati tramite email	•
Alimentazione elettrica 2.6Amp 100-240VAC, 50-60 Hz, 19VDC	•	EN60601-1: Classe II tipo BF, IP21 IEC 60601-1-2, EMC compatibile	IPX0
Filtro usa e getta	•	Conforme TranSync wireless	-
Garanzia	2 anni	Umidificatore riscaldato	•
AHI e rilievo perdita	•	Sistema umidificazione waterless	•
Ore di terapia continue	•	Range operativo: 5°-35°, 10%-80% umidità relativa, senza condensa	•