

PHILIPS AUTOCPAP DREAMSTATION

AUTO CPAP - Dispositivo per la terapia del sonno



Il dispositivo per terapia notturna a pressione positiva (PAP) **DREAMSTATION AUTO** di Philips Respironics è progettato per rendere il sonno il più semplice e confortevole possibile, esattamente come dovrebbe essere normalmente. Collegando i pazienti ad un team di assistenza, i dispositivi DreamStation permettono all'utente di affidarsi alla terapia con fiducia, e di consentire al team di assistenza di praticare una gestione efficiente ed efficace del paziente.

Caratteristiche DreamStation:

- Rilevamento avanzato eventi
- Controllo della resistenza per tipo di maschera
- Controllo tenuta della maschera
- Rilevamento grado di ossimetria
- Sistema di gestione del paziente Encore con adesione profilo facoltativa
- Sistema di compatibilità DreamMapper per l'auto-gestione del paziente

Umidificazione:

- Fissa, adattiva, con tubo riscaldato
- Opzione di pre-riscaldamento umidificatore
- Design modulare a singolo pezzo, vaschetta dell'acqua lavabile in lavastoviglie

Programmi di protezione:

- Programma Flex Promise
- Programma Bi-Level Rescue
- Programmi di garanzia "One-Touch"

Le opzioni di connettività offrono più scelte di monitoraggio di qualsiasi altra CPAP attualmente sul mercato grazie al Bluetooth® integrato su tutti i dispositivi e al modulo Wi-Fi in grado di comunicare con gli smartphone. Le regolazioni automatiche e personalizzate di EZ-Start per la pressione CPAP rendono i pazienti in grado di acclimatarsi gradualmente al livello di terapia che è stato loro prescritto. Il sistema Daily Progress Feedback visualizza in modo semplice il trend di utilizzo notturno del paziente per contribuire a rilevare i progressi sulla strada verso il miglioramento.

PHILIPS AUTOCPAP DREAMSTATION

AUTO CPAP - Dispositivo per la terapia del sonno

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Range di pressione	da 4 a 20 cm H ₂ O
Riduzione funzione Flex	da 0 a 3
Tempo di rampa	da 0 a 45 min (incrementi da 5 min)
Pressione di rampa iniziale	da 4 cm H ₂ O alla pressione CPAP impostata (CPAP); da 4 cm H ₂ O alla pressione Min (Auto CPAP)
Umidificazione	Umidificazione riscaldata: Fissa, Adattiva, modalità tubo riscaldata; Tubo riscaldata (opzionale)
Capacità stoccaggio dati (minima)	Scheda SD: > 1 anno dettaglio: <6 mesi
Compensazione altitudine	Automatica
Filtri	Antipolline riutilizzabile; ultra-sottile monouso
Controlli dispositivo	LCD, selettore/pulsante
Garanzia	2 anni
Dimensioni	15.7 x 19.3 x 8.4 cm (senza umidificatore) 29.7 x 19.3 x 8.4 cm (con umidificatore)
Peso	1.33 kg / 2.94 lbs (senza umidificatore) 1.98kg/4.37lbs (con umidificatore) Inclusi cavi elettrici
Specifiche elettriche	100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 2.0- 1.0 A
Rumorosità	Rumore pressione 27,9 dbA Rumore dispositivo 35,9 dbA

Caratteristiche AUTO CPAP:

- C-Flex, C-Flex+, A-Flex
- SmartRamp
- E Z-Start
- CPAP-Check
- Auto-Trial
- Opti-Start
- Digital AutoTrak
- Advanced event detection
- Waveform data
- Standard integrated Bluetooth

PHILIPS CPAP DREAMSTATION PRO

CPAP - Dispositivo per la terapia del sonno



Il dispositivo per terapia notturna a pressione positiva (PAP) **DREAMSTATION CPAP PRO** di Philips Respironics è progettato per rendere il sonno il più semplice e confortevole possibile, esattamente come dovrebbe essere normalmente. Collegando i pazienti ad un team di assistenza, i dispositivi DreamStation permettono all'utente di affidarsi alla terapia con fiducia, e di consentire al team di assistenza di praticare una gestione efficiente ed efficace del paziente.

Caratteristiche DreamStation:

- Rilevamento avanzato eventi
- Controllo della resistenza per tipo di maschera
- Controllo tenuta della maschera
- Rilevamento grado di ossimetria
- Sistema di gestione del paziente Encore con adesione profilo facoltativa
- Sistema di compatibilità DreamMapper per l'auto-gestione del paziente

Umidificazione:

- Fissa, adattiva, con tubo riscaldato
- Opzione di pre-riscaldamento umidificatore
- Design modulare a singolo pezzo, vaschetta dell'acqua lavabile in lavastoviglie

Programmi di protezione:

- Programma Flex Promise
- Programma Bi-Level Rescue
- Programmi di garanzia "One-Touch"

Le opzioni di connettività offrono più scelte di monitoraggio di qualsiasi altra CPAP attualmente sul mercato grazie al Bluetooth® integrato su tutti i dispositivi e al modulo Wi-Fi in grado di comunicare con gli smartphone. Le regolazioni automatiche e personalizzate di EZ-Start per la pressione CPAP rendono i pazienti in grado di acclimatarsi gradualmente al livello di terapia che è stato loro prescritto. Il sistema Daily Progress Feedback visualizza in modo semplice il trend di utilizzo notturno del paziente per contribuire a rilevare i progressi sulla strada verso il miglioramento.

PHILIPS AUTOCPAP DREAMSTATION

AUTO CPAP - Dispositivo per la terapia del sonno

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Range di pressione	da 4 a 20 cm H ₂ O
Riduzione funzione Flex	da 0 a 3
Tempo di rampa	da 0 a 45 min (incrementi da 5 min)
Pressione di rampa iniziale	da 4 cm H ₂ O alla pressione CPAP impostata (CPAP); da 4 cm H ₂ O alla pressione Min (Auto CPAP)
Umidificazione	Umidificazione riscaldata: Fissa, Adattiva, modalità tubo riscaldata; Tubo riscaldata (opzionale)
Capacità stoccaggio dati (minima)	Scheda SD: > 1 anno dettaglio: <6 mesi
Compensazione altitudine	Automatica
Filtri	Antipolline riutilizzabile; ultra-sottile monouso
Controlli dispositivo	LCD, selettore/pulsante
Garanzia	2 anni
Dimensioni	15.7 x 19.3 x 8.4 cm (senza umidificatore) 29.7 x 19.3 x 8.4 cm (con umidificatore)
Peso	1.33 kg / 2.94 lbs (senza umidificatore) 1.98kg/4.37lbs (con umidificatore) Inclusi cavi elettrici
Specifiche elettriche	100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 2.0- 1.0 A
Rumorosità	Rumore pressione 27,9 dbA Rumore dispositivo 35,9 dbA

Caratteristiche AUTO CPAP:

- C-Flex, C-Flex+
- SmartRamp
- E Z-Start
- CPAP-Check
- Auto-Trial
- Advanced event detection
- Waveform data
- Standard integrated Bluetooth