

# SOLUZIONI MIGLIORI PER I PAZIENTI

## Hi Flow Stroller®

L'ARTE  
DELL'OSSIGENO

### Un modo più sicuro per chi respira

Sviluppato per il trasporto dell'ossigeno da parte del paziente quando è necessaria la deambulazione, Hi Flow Stroller della CAIRE è all'avanguardia nel campo della criogenia. Questo sistema intraospedaliero è stato progettato per integrare le esistenti fonti di ossigeno ambulatoriale. Hi Flow Stroller è molto più facile da usare ed è considerato più sicuro sia per il paziente che per il personale ospedaliero. Come soluzione pratica e conveniente, l'efficacia e la semplicità di Hi Flow è la risposta ai bisogni di ossigeno portatile.

Una scelta perfetta per gli ospedali e i pazienti che richiedono portate più elevate, Hi Flow Stroller è ideale per quei pazienti che hanno bisogno di un'unità di ossigeno da portare con sé. I flussi di ossigeno più elevati rendono Hi Flow Stroller un dispositivo ideale per attività quali l'escursionismo e la pesca.

### CARATTERISTICHE

- △ Ultra-leggero: 3,6 kg
- △ Capacità di 1,25 l
- △ Pressione di esercizio di 20 psi

### VANTAGGI PER IL PAZIENTE

- △ Disponibile in una comoda custodia morbida nera o grigia
- △ Indicatore di livello a LED facile da leggere
- △ Configurazioni con carica laterale o dall'alto
- △ Maggiore facilità di movimento



  
**CAIRE**<sup>®</sup>  
SEQUAL<sup>®</sup>  
[WWW.CAIRE-SEQUAL.COM](http://WWW.CAIRE-SEQUAL.COM)



## Hi Flow Stroller

### Specifiche prodotto

	<b>Hi Flow Stroller</b>
Capacità ossigeno liquido	1,36 kg
Capacità gassosa equivalente	1.025 l
Peso, pieno	3,86 kg
Peso, vuoto	2,49 kg
Altezza	343 mm
Tempo di utilizzo tipico a 2 LPM	8 ore
Pressione di esercizio	20 psi (137 kPa)
Tasso normale di evaporazione (NER)	0,57 kg/giorno
Flussi standard	Flusso continuo: Off, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15

### Informazioni per l'ordine

<b>Descrizione</b>	<b>Codice articolo</b>
Hi Flow SF custodia grigia (carica laterale ed indicatore elettronico)	14190651
Hi Flow TF custodia grigia (carica dall'alto ed indicatore a bilancia)	14081227
Hi Flow SF custodia nera (carica laterale ed indicatore elettronico)	14779019
Hi Flow TF custodia nera (carica dall'alto ed indicatore a bilancia)	14818111
<b>Accessori</b>	
Carrello Hi Flow Stroller	12917730

CAIRE, Inc.  
 2200 Airport Industrial Drive, Suite 500  
 Ball Ground, GA 30107  
 Tel. +1 770.721.7759 • Numero verde +1-800-482-2473  
 Fax +1 770.721.7758

Chart BioMedical, Ltd.  
 Unit 6, Ashville Way  
 Wokingham,  
 Berkshire, RG41 2PL  
 Tel. +44(0) 1344 403100 • Fax +44(0) 0118 9799245