


INOGEN ONE G4

CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE



CARICATORE AC



CAVO AUTO



BATTERIA
3 ORE
(8 CELLE)
RICARICABILE



CINGHIA
REGOLABILE



BORSA A
TRACOLLA



BATTERIA 6 ORE
(16 CELLE) RICARICABILE

* accessori inclusi

** una batteria a scelta inclusa

PATOLOGIE COMPATIBILI:

- BPCO
- enfisema polmonare
- fibrosi polmonare
- interstiziopatia polmonare

INOGEN ONE G4

CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE



INOGEN ONE G4 è il concentratore di ossigeno più piccolo e leggero al mondo: solo 1,27 kg, 3 l/min e meno di 40 db di rumorosità.

Il Concentratore di Ossigeno Portatile **INOGEN ONE G4** è attualmente l'unico dispositivo portatile sul mercato che permette di erogare flussi superiori a 2 l/min pur restando sotto i 3 kg di peso. Al giorno d'oggi, nessun produttore è ancora riuscito a raggiungere questo primato.

INOGEN ONE G4 è indicato per pazienti affetti da forme di insufficienza respiratoria cronica lievi e moderate, come BPCO ed enfisema.

Il concentratore è disponibile in 2 versioni:

- con batteria 8 celle - durata massima 3 ore
- con batteria 16 celle - durata massima 6 ore

La borsa a tracolla, la cinghia regolabile e gli alimentatori per auto e per casa sono già inclusi nell'imballo originale.



ALTRE CARATTERISTICHE:

- Conserver ultra-sensibile
- Autoregolazione del volume di erogazione di ossigeno
- Erogazione immediata del bolo di ossigeno nella fase inspiratoria
- Nessuna manutenzione periodica, oltre la pulizia regolare del filtro, da sostituire se necessario
- 2 anni di garanzia
- Approvato FAA
- Produttore: Inogen

INOGEN ONE G4

CARATTERISTICHE TECNICHE	
RUMOROSITÀ	<40 dB
TEMPO DI ACCENSIONE	2 minuti
CONCENTRAZIONE O2	96 - 87% con tutte le impostazioni
CONTROLLO DEL FLUSSO	3 impostazioni (da 1 a 5)
ALIMENTAZIONE AC	100-240V, 50-60Hz (con sensore automatico, per uso in ogni parte del mondo)
ALIMENTAZIONE DC	13.5-15.5VDC, 10A Max, Voltage: 12.0 to 16.8 VDC (Per l'uso in auto o caravan)
DURATA DELLA BATTERIA	fino a 3 ore con batteria a 8 celle fino a 6 ore con batteria a 16 celle
TEMPO DI CARICA DELLA BATTERIA	fino a 1,5 ore con batteria a 8 celle fino a 3 ore con batteria a 16 celle
LIMITI AMBIENTALI PER L'USO	Temperatura: 5° - 40°C Umidità: 0% - 95%, non condensata Altitudine: 0 - 3048 metri
LIMITI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO	Temperatura: da -20 a 60°C Umidità: 0% - 95%, non condensata Conservare in luogo asciutto Altitudine: 0 - 3048 metri
TRASPORTO	Tenere in luogo asciutto, maneggiare con cautela
PESO	1,27 kg con batteria 8 celle
DIMENSIONI	15,01 cm L x 6,8 cm P x 18,2 cm H

- Erogazione fino a 3 L/min equivalenti
- Peso e dimensioni contenuti
- Autonomia fino a 6 ore
- Estrema facilità di utilizzo

INOGEN ONE G4 è approvato dalla Federal Aviation Administration (FAA) per l'utilizzo in volo/a bordo.