

Ultra Mirace Full Face

1. Stampa il PDF in dimensioni reali, controllare che la dimensione sia corretta posizionando la tessera sanitaria nel riquadro apposito.
2. Tagliare il misuratore lungo la linea rossa e internamente nell'area grigia, allargare poi a seconda della grandezza di naso e bocca per vedere la taglia corrispondente
3. Posizionare il misuratore come mostrato nell'immagine sottostante per verificare qual è la taglia corretta.

Inserisci qui la tessera sanitaria
per controllare di aver stampato
il misuratore della misura giusta

