

COMPARAZIONE CONCENTRATORI

CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI



INOGEN ONE G2

FUNZIONE NOTTURNA
FLUSSO PULSATO
FLUSSO CONTINUO

-
-
-

EFFICACIA CLINICA										ottima
FLUSSO PULSATO										fino a 6 l/min
PESO										3,1 kg
AUTONOMIA										fino a 8 ore
DIMENSIONI CM										27 x 24 x 10
SILENZIOSITÀ										38 dB



INOGEN ONE G3

FUNZIONE NOTTURNA
FLUSSO PULSATO
FLUSSO CONTINUO

-
-
-

EFFICACIA CLINICA										ottima
FLUSSO PULSATO										fino a 5 l/min
PESO										2,2 kg
AUTONOMIA										fino a 8 ore
DIMENSIONI CM										22 x 18 x 8
SILENZIOSITÀ										40 dB



INOGEN ONE G4

FUNZIONE NOTTURNA
FLUSSO PULSATO
FLUSSO CONTINUO

-
-
-

EFFICACIA CLINICA										ottima
FLUSSO PULSATO										fino a 3 l/min
PESO										1,2 kg
AUTONOMIA										fino a 4,5 ore
DIMENSIONI CM										18 x 15 x 7
SILENZIOSITÀ										39 dB



PHILIPS SIMPLY GO MINI

FUNZIONE NOTTURNA
FLUSSO PULSATO
FLUSSO CONTINUO

-
-
-

EFFICACIA CLINICA										buona
FLUSSO PULSATO										fino a 5 l/min
PESO										2,3 kg
AUTONOMIA										fino a 4,5 ore
DIMENSIONI CM										24 x 21 x 9
SILENZIOSITÀ										40 dB



AIRSEP FREESTYLE 5

FUNZIONE NOTTURNA
FLUSSO PULSATO
FLUSSO CONTINUO

-
-
-

EFFICACIA CLINICA										buona
FLUSSO PULSATO										fino a 5 l/min
PESO										2,8 kg
AUTONOMIA										fino a 3,5 ore
DIMENSIONI CM										27 x 17 x 11
SILENZIOSITÀ										45 dB

COMPARAZIONE CONCENTRATORI

CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI



GCE ZEN-O LITE

- FUNZIONE NOTTURNA ●
- FLUSSO PULSATO ●
- FLUSSO CONTINUO ○

EFFICACIA CLINICA						ottima
FLUSSO PULSATO						fino a 5 l/min
PESO						2,5 kg
AUTONOMIA						fino a 8 ore
DIMENSIONI CM						25 x 23 x 10
SILENZIOSITÀ						37 dB



LIFECHOICE ACTIVOX

- FUNZIONE NOTTURNA ●
- FLUSSO PULSATO ●
- FLUSSO CONTINUO ○

EFFICACIA CLINICA						scarsa
FLUSSO PULSATO						fino a 3 l/min
PESO						2,2 kg
AUTONOMIA						fino a 2 ore
DIMENSIONI CM						23 x 20 x 11
SILENZIOSITÀ						43 dB



SEQUAL EQUINOX

- FUNZIONE NOTTURNA ●
- FLUSSO PULSATO ●
- FLUSSO CONTINUO ●

EFFICACIA CLINICA						ottima
FLUSSO CONTINUO						fino a 3 l/min
FLUSSO PULSATO						fino a 10 l/min
PESO						6,2 kg
AUTONOMIA						fino a 5,0 ore
DIMENSIONI CM						34 x 27 x 19
SILENZIOSITÀ						40 dB



SEQUAL ECLIPSE 5

- FUNZIONE NOTTURNA ●
- FLUSSO PULSATO ●
- FLUSSO CONTINUO ●

EFFICACIA CLINICA						ottima
FLUSSO CONTINUO						fino a 3 l/min
FLUSSO PULSATO						fino a 10 l/min
PESO						8,5 kg
AUTONOMIA						fino a 2 ore
DIMENSIONI CM						49 x 31 x 18
SILENZIOSITÀ						43 dB



GCE ZEN-O

- FUNZIONE NOTTURNA ●
- FLUSSO PULSATO ●
- FLUSSO CONTINUO ●

EFFICACIA CLINICA						buona
FLUSSO CONTINUO						fino a 2 l/min
FLUSSO PULSATO						fino a 6 l/min
PESO						4,5 kg
AUTONOMIA						fino a 8 ore
DIMENSIONI CM						21 x 17 x 31
SILENZIOSITÀ						42 dB