

### INOGEN ONE G3 HF **VOTO: 9/10**



- ✓ FUNZIONE NOTTURNA
- ✓ FLUSSO PULSATO
- ✗ FLUSSO CONTINUO

	PESSIMO	SCARSO	DISCRETO	BUONO	OTTIMO	
EFFICACIA CLINICA	[Bar chart: Full length]					OTTIMA
POTENZA FLUSSO	[Bar chart: 3/4 length]					FINO A 5 L/MIN
PESO	[Bar chart: Full length]					2,2 KG
AUTONOMIA	[Bar chart: 3/4 length]					FINO A 8 ORE
DIMENSIONI	[Bar chart: Full length]					22 x 18 x 8 CM
SILENZIOSITÀ	[Bar chart: 3/4 length]					40 dB

### INOGEN ONE G2 HF **VOTO: 9,5/10**



- ✓ FUNZIONE NOTTURNA
- ✓ FLUSSO PULSATO
- ✗ FLUSSO CONTINUO

	PESSIMO	SCARSO	DISCRETO	BUONO	OTTIMO	
EFFICACIA CLINICA	[Bar chart: Full length]					OTTIMA
POTENZA FLUSSO	[Bar chart: Full length]					FINO A 6 L/MIN
PESO	[Bar chart: 3/4 length]					3,1 KG
AUTONOMIA	[Bar chart: Full length]					FINO A 8 ORE
DIMENSIONI	[Bar chart: 3/4 length]					27 x 24 x 10 CM
SILENZIOSITÀ	[Bar chart: Full length]					38 dB

### SIMPLY GO MINI **VOTO: 8,5/10**



- ✓ FUNZIONE NOTTURNA
- ✓ FLUSSO PULSATO
- ✗ FLUSSO CONTINUO

	PESSIMO	SCARSO	DISCRETO	BUONO	OTTIMO	
EFFICACIA CLINICA	[Bar chart: 3/4 length]					BUONA
POTENZA FLUSSO	[Bar chart: 3/4 length]					FINO A 5 L/MIN
PESO	[Bar chart: Full length]					2,3 KG
AUTONOMIA	[Bar chart: 2/3 length]					FINO A 4,5 ORE
DIMENSIONI	[Bar chart: Full length]					24 x 21 x 9 CM
SILENZIOSITÀ	[Bar chart: 3/4 length]					40 dB

### AIRSEP FREESTYLE 5 **VOTO: 6/10**



- ✓ FUNZIONE NOTTURNA
- ✓ FLUSSO PULSATO
- ✗ FLUSSO CONTINUO

	PESSIMO	SCARSO	DISCRETO	BUONO	OTTIMO	
EFFICACIA CLINICA	[Bar chart: Full length]					BUONA
POTENZA FLUSSO	[Bar chart: Full length]					FINO A 5 L/MIN
PESO	[Bar chart: Full length]					2,8 KG
AUTONOMIA	[Bar chart: 1/2 length]					FINO A 3,5 ORE
DIMENSIONI	[Bar chart: Full length]					27 x 17 x 11 CM
SILENZIOSITÀ	[Bar chart: 1/2 length]					45 dB

### INVACARE XPO2 **VOTO: 5/10**



- ✓ FUNZIONE NOTTURNA
- ✓ FLUSSO PULSATO
- ✗ FLUSSO CONTINUO

	PESSIMO	SCARSO	DISCRETO	BUONO	OTTIMO	
EFFICACIA CLINICA	[Bar chart: Full length]					BUONA
POTENZA FLUSSO	[Bar chart: Full length]					FINO A 5 L/MIN
PESO	[Bar chart: Full length]					3,0 KG
AUTONOMIA	[Bar chart: 1/4 length]					FINO A 2 ORE
DIMENSIONI	[Bar chart: Full length]					25 x 18 x 10 CM
SILENZIOSITÀ	[Bar chart: 1/4 length]					46 dB

### LIFECHOICE ACTIVOX **VOTO: 4/10**



- ✓ FUNZIONE NOTTURNA
- ✓ FLUSSO PULSATO
- ✗ FLUSSO CONTINUO

	PESSIMO	SCARSO	DISCRETO	BUONO	OTTIMO	
EFFICACIA CLINICA	[Bar chart: 1/2 length]					SCARSA
POTENZA FLUSSO	[Bar chart: 1/2 length]					FINO A 3 L/MIN
PESO	[Bar chart: Full length]					2,2 KG
AUTONOMIA	[Bar chart: 1/2 length]					FINO A 2 ORE
DIMENSIONI	[Bar chart: Full length]					23 x 20 x 11 CM
SILENZIOSITÀ	[Bar chart: 1/2 length]					43 dB