

SEQUAL EQUINOX

VOTO: 9/10



- ✓ FUNZIONE NOTTURNA
- ✓ FLUSSO PULSATO
- ✓ FLUSSO CONTINUO

	PESSIMO	SCARSO	DISCRETO	BUONO	OTTIMO	
EFFICACIA CLINICA	[Bar chart: Full width]					OTTIMA
FLUSSO CONTINUO	[Bar chart: 75%]					FINO A 3 L/MIN
FLUSSO PULSATO	[Bar chart: Full width]					FINO A 10 L/MIN
PESO	[Bar chart: 75%]					6,2 KG
AUTONOMIA	[Bar chart: 75%]					FINO A 5 ORE
DIMENSIONI	[Bar chart: 95%]					34 x 27 x 19 CM
SILENZIOSITÀ	[Bar chart: 75%]					40 dB

GCE ZEN-O

VOTO: 8,5/10



- ✓ FUNZIONE NOTTURNA
- ✓ FLUSSO PULSATO
- ✓ FLUSSO CONTINUO

	PESSIMO	SCARSO	DISCRETO	BUONO	OTTIMO	
EFFICACIA CLINICA	[Bar chart: Full width]					OTTIMA
FLUSSO CONTINUO	[Bar chart: 70%]					FINO A 2 L/MIN
FLUSSO PULSATO	[Bar chart: 85%]					FINO A 6 L/MIN
PESO	[Bar chart: 75%]					4,5 KG
AUTONOMIA	[Bar chart: Full width]					FINO A 8 ORE
DIMENSIONI	[Bar chart: 95%]					21 x 17 x 31 CM
SILENZIOSITÀ	[Bar chart: 70%]					42 dB

SEQUAL ECLIPSE 5

VOTO: 6,5/10



- ✓ FUNZIONE NOTTURNA
- ✓ FLUSSO PULSATO
- ✓ FLUSSO CONTINUO

	PESSIMO	SCARSO	DISCRETO	BUONO	OTTIMO	
EFFICACIA CLINICA	[Bar chart: Full width]					OTTIMA
FLUSSO CONTINUO	[Bar chart: 75%]					FINO A 3 L/MIN
FLUSSO PULSATO	[Bar chart: Full width]					FINO A 10 L/MIN
PESO	[Bar chart: 40%]					8,5 KG
AUTONOMIA	[Bar chart: 20%]					FINO A 2 ORE
DIMENSIONI	[Bar chart: 70%]					49 x 31 x 18 CM
SILENZIOSITÀ	[Bar chart: 40%]					43 dB

RESPIRONICS SIMPLY GO

VOTO: 7,5/10



- ✓ FUNZIONE NOTTURNA
- ✓ FLUSSO PULSATO
- ✓ FLUSSO CONTINUO

	PESSIMO	SCARSO	DISCRETO	BUONO	OTTIMO	
EFFICACIA CLINICA	[Bar chart: Full width]					BUONA
FLUSSO CONTINUO	[Bar chart: 70%]					FINO A 2 L/MIN
FLUSSO PULSATO	[Bar chart: Full width]					FINO A 6 L/MIN
PESO	[Bar chart: 75%]					4,5 KG
AUTONOMIA	[Bar chart: 40%]					FINO A 3 ORE
DIMENSIONI	[Bar chart: 75%]					29 x 25 x 15 CM
SILENZIOSITÀ	[Bar chart: 70%]					43 dB

DEVILBISS I GO

VOTO: 6/10



- ✓ FUNZIONE NOTTURNA
- ✓ FLUSSO PULSATO
- ✓ FLUSSO CONTINUO

	PESSIMO	SCARSO	DISCRETO	BUONO	OTTIMO	
EFFICACIA CLINICA	[Bar chart: Full width]					BUONA
FLUSSO CONTINUO	[Bar chart: 75%]					FINO A 3 L/MIN
FLUSSO PULSATO	[Bar chart: Full width]					FINO A 6 L/MIN
PESO	[Bar chart: 40%]					7,0 KG
AUTONOMIA	[Bar chart: 40%]					FINO A 2 ORE
DIMENSIONI	[Bar chart: 20%]					38 x 28 x 20 CM
SILENZIOSITÀ	[Bar chart: 40%]					44 dB