


<b>NOME PRODOTTO</b>	<b>CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE LIFECHOICE ACTIVOX - INOVALABS</b>
<b>IMMAGINE</b>	
<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>281701</b>
<b>DESCRIZIONE PRODOTTO</b>	<p>Il concentratore di ossigeno portatile <b>LIFECHOICE ACTIVOX</b> è in grado di raggiungere n. 4 impostazioni di flusso con erogazione in onda pulsata.</p> <p>I concentratori di ossigeno <b>LIFECHOICE ACTIVOX</b> sono leggeri, affidabili e pronti all'uso, per una vita senza compromessi. Progettati per essere utilizzabili in qualunque momento, non richiedono bombole da riempire né pesanti carrelli da trascinare.</p> <p>È dotato di 4 diverse impostazioni per il controllo del flusso e di una batteria interna in grado di raggiungere una durata massima di utilizzo di 3 ore (con la sola batteria interna), dando un apporto di mobilità ai pazienti mai visto prima con altri concentratori di questa taglia.</p> <p>È il primo dispositivo in grado di rilevare e regolare automaticamente la terapia del paziente in base al fabbisogno di ossigeno in condizioni di attività e di riposo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminazione degli sprechi di ossigeno</li> <li>• Riduzione al minimo del flusso retrogrado e degli effetti collaterali</li> <li>• Erogazione dell'ossigeno a richiesta</li> <li>• Il rilevamento del respiro durante la modalità di riposo è 10 volte più sensibile rispetto alla modalità attiva</li> </ul>

DATI TECNICI	
<b>TIPO DI PRODOTTO</b>	Concentratore di ossigeno portatile
<b>ACCESSORI INCLUSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuale d'uso</li> <li>• Borsa da viaggio</li> <li>• Borsa a tracolla</li> <li>• Cinghia regolabile (2 pz.)</li> <li>• Carica batteria AC e DC</li> </ul>
<b>PESO</b>	2,2 kg
<b>PUREZZA OSSIGENO</b>	90% ± 3%
<b>EROGAZIONE OSSIGENO</b>	da 1.0 a 4.0 litri/minuto
<b>TECNOLOGIA</b>	Onda Pulsata
<b>AUTONOMIA BATTERIA INTERNA</b>	12 ore ad impostazione 1; 6 ore ad impostazione 2; 5 ore ad impostazione 3; 3 ore ad impostazione 4
<b>AUTONOMIA BATTERIA ESTERNA</b>	3 ore ad impostazione 1; 3 ore ad impostazione 2; 2 ore ad impostazione 3; 1 ora ad impostazione 4
<b>TEMPO DI RICARICA</b>	4 ore per la batteria interna; 2 ore per la batteria esterna
<b>LIVELLO SONORO</b>	36 dB(A)
<b>DIMENSIONI</b>	23 cm x 20 cm x 11,13 cm
<b>TIPO DISPLAY</b>	Transflettivo con pulsanti

**PATOLOGIE COMPATIBILI:**

- BPCO
- enfisema

- fibrosi
- intertiziopatia

- ipertensione polmonare
- sarcoidosi

INOVALABS LIFECHOICE ACTIVOX è approvato dalla Federal Aviation Administration (FAA) per l'utilizzo in volo/a bordo.

**GENIUM S.R.L.**

SEDE OPERATIVA:  
Via Facchinetti 1A/1B - 13100 VERCELLI (VC)  
TEL 0161215288 - N. VERDE 800 598364  
WEB [www.oxystore.it](http://www.oxystore.it) - EMAIL [info@oxystore.it](mailto:info@oxystore.it)

SEDE LEGALE:  
Piazza 4 Novembre 4 - 20124 MILANO (MI)  
C.F. e P.IVA 02597030028  
CAP.SOC. 10,000,00 i.v.