

NEWLIFE INTENSITY 10

CONCENTRATORE DI OSSIGENO STAZIONARIO



I concentratori NEWLIFE INTENSITY 10 rendono disponibili alti flussi di ossigeno terapeutico a casa, in ospedale e in qualsiasi struttura sanitaria e assistenziale. Sono semplici da mantenere e offrono una pressione in uscita di 20 psig e una capacità di flusso fino a 10 l/min. Con una pressione in uscita tre volte superiore rispetto alla maggior parte degli altri concentratori, queste unità sono studiate per essere utilizzate in applicazioni speciali; ad esempio, insieme a nebulizzatori, maschere Venturi e lunghe cannule per ossigeno.

NEWLIFE INTENSITY 10 può soddisfare il fabbisogno di ossigeno di un piccolo reparto ospedaliero in una zona remota (in questa particolare situazione è necessario acquistare a parte la stazione di ossigeno SureFlow: un ripartitore di flusso con 5 flussometri).

La serie NewLife Intensity combina le proprie di prestazioni di portata elevata e alta pressione con un funzionamento a basso consumo energetico.

Patologie compatibili

- BPCO
- Insufficienza cardiaca grave
- Fibrosi cistica
- Cefalea a grappolo
- Disturbi respiratori connessi al sonno
- Polmonite grave
- Attacchi di asma gravi
- Sindrome da distress respiratorio

DATI TECNICI

PORTATA	2-10 l/min
PUREZZA O2	2-9 l/min: 92%+3, 5%/-3% 10 l/min: 90%+5, 5%/-3%
DIMENSIONI	69,9 x 41,9 x 36,8 cm
PESO	26,3 Kg
LIVELLO SONORO	55 dB(A)
PRESSIONE DI USCITA DELL'OSSIGENO	138 kPa (20 psig)
CONSUMO ENERGETICO	590 W
ALLARMI	Test batteria alta temperatura guasto di alimentazione bassa e alta pressione bassa concentrazione

CODICE

OXYAS099-103-AS099-10

OXSTORE



VIA FACCHINETTI, 10
13100 VERCELLI



0161 215288



INFO@OXSTORE.IT



WWW.OXSTORE.IT