



Il concentratore di ossigeno portatile PHILIPS SIMPLYGO MINI è stato sviluppato per fornire maggiore mobilità e sicurezza ai pazienti.

È un dispositivo portatile in grado di erogare ossigeno in flusso pulsato - per la mobilità diurna, quando si può sfruttare appieno la respirazione unicamente nasale.

Altre caratteristiche:

Meno della metà delle dimensioni e del peso di qualsiasi altro concentratore di ossigeno Philips SimplyGo Mini ha il massimo flusso di uscita per un concentratore dal peso di circa 2 kg, offrendo quasi il 20% in più di ossigeno rispetto ai concentratori dello stesso peso.

È stato progettato e rigorosamente testato per essere affidabile e durevole in qualsiasi ambiente.

Ha la comodità di avere 2 tipi diversi di batteria, variabili in peso e durata: la STANDARD, inclusa, fornisce 4 ore di carica e la EXTENDED, opzionale, arriva fino a 8 ore (impostazione 2).

L'interfaccia per l'utente è uno schermo LCD touch screen facile da utilizzare e leggere.

DATI TECNICI

CODICE PRODOTTO	CONCENTRATORE + BATTERIA STANDARD 4 ORE: 1113604 CONCENTRATORE + BATTERIA EXTENDED 8 ORE: 1113605
TIPO DI PRODOTTO	Concentratore di ossigeno portatile
PESO	2,3 kg con batteria STANDARD
PUREZZA OSSIGENO	90% ± 3%
EROGAZIONE OSSIGENO	da 1.0 a 5.0 litri/minuto
TECNOLOGIA	Onda Pulsata
ALIMENTAZIONE AC	input: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz output: 19 VDC, 6.3 A max
ALIMENTAZIONE DC	input: 12 – 16 VDC output: 19 +/- 5% VDC, 6.3 A
FILTRO	Antibatterico interno
LIVELLO SONORO	43 dB(A)
DIMENSIONI	23,9 cm x 21,1 cm x 9,1 cm
CARATTERISTICHE BATTERIE	STANDARD dimensioni: 20.1 cm x 9.1 cm x 2.5 cm peso: 0.5 kg EXTENDED dimensioni: 20.1 cm x 9.1 cm x 4.8 cm peso: 0.95 kg
ALLARMI	bassa purezza ossigeno, nessun respiro, alta frequenza respiro, nessun flusso, batteria scarica, batteria compromessa, batteria errata, errore di sistema
ACCESSORI INCLUSI	Manuale d'uso Borsa da viaggio Borsa degli accessori Carrello da trasporto 1 batteria ricaricabile