


Istruzioni per l'utilizzo del misuratore della taglia

Come usare il misuratore della taglia:

1. Assicurarsi che il template sia stampato in scala su un foglio A4 (foglio stampante)
2. Taglia lungo la linea tratteggiata
3. Fare riferimento allo schema sul modello per determinare la dimensione appropriata del cuscino

**Tale misuratore è valido
per tutte le maschere serie
N20 di ResMed**


 Rx Only 0123



Controllo dimensione campione

10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm 170 mm

Il righello serve per scopi di ridimensionamento