




Mirage™ FX

Mirage™ FX for Her

Istruzioni per l'utilizzo del misuratore della taglia

Come usare il misuratore della taglia:

1. Assicurarsi che il template sia stampato in scala su un foglio A4 (foglio stampante)
2. Taglia lungo la linea tratteggiata
3. Fare riferimento allo schema sul modello per determinare la dimensione appropriata del cuscino




Rx Only 
0123

© 2015 ResMed Ltd. All Rights Reserved.
Specifications may change without notice.
Product availability may vary across regions.

Rx Only 
0123



Controllo dimensione campione



Il righello serve per scopi di ridimensionamento